

Hướng dẫn sử dụng Lưỡi dao mổ phẫu thuật

1. Phương pháp sử dụng lưỡi dao mổ phẫu thuật:

- Lưỡi dao phẫu thuật dùng một lần phải được sử dụng bởi các y tá có chuyên môn.
- Chọn kích thước phù hợp với mục đích, yêu cầu của bệnh nhân để phẫu thuật.
- Xé mở lớp nhựa, lấy lưỡi dao mổ phẫu thuật ra và sử dụng.

2. Lưu ý:

- Lưỡi dao phẫu thuật sau khi mở niêm phong chỉ sử dụng một lần, để ngăn ngừa lây nhiễm chéo.
- Không sử dụng, nếu gói bị hỏng
- Ngày hết hạn của đồ dùng một lần lưỡi dao mổ phẫu thuật là 5 năm, không được sử dụng khi đã hết hạn.
- Nhiệt độ bảo quản của lưỡi dao phẫu thuật dùng một lần $\leq 40^{\circ}\text{C}$, độ ẩm $\leq 80\%$.