

SOGIBAND

BĂNG KEO CÁ NHÂN

1. CHỈ ĐỊNH:

- Thích hợp với các vết cắt, vết thương hoặc trầy xước nhỏ

2. ƯU ĐIỂM:

- Chất keo bao quanh gạc hút giúp cách ly bụi bẩn và vi trùng.
- Phần gạc với độ thấm hút cao sẽ không dính vào vết thương.
- Chất keo không bột và không gây kích ứng da.

3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- Làm vệ sinh da và lau khô trước khi dán băng.
- Thay băng hàng ngày.

4. CHẤT LIỆU:

- Nhựa Polyethylene
- Vải (sợi bông + nhân tạo)

5. QUY CÁCH: Hộp / 100 miếng

6. KÍCH CỠ

- 72mm x 19mm

