



# CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TAM CHÂU

48 Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, Tp.HCM  
ĐT : (028) 38625728 Email : [ytetamchau@gmail.com](mailto:ytetamchau@gmail.com)

Tp.HCM, ngày 16 tháng 08 năm 2022

## MẪU NHÃN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ Băng keo cá nhân – Chủng loại: SOGIBAND

### SOGIBAND

### BĂNG KEO CÁ NHÂN

KÍCH THƯỚC: ..... QUY CÁCH : ..... Số lưu hành TTBYT:.....

Nội dung: băng cá nhân gồm các thành phần :

o Băng : sợi vải co giãn hoặc nhựa PE

o Gạc : Rayon, PET có lớp màng trên cùng không gây dính; Keo : acrylic

**CHỈ ĐỊNH** : Dùng để băng các vết cắt, vết thương hoặc trầy xước nhỏ.

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG** : Làm vệ sinh da và lau khô trước khi dán băng. Dán băng sao cho lớp gạc ở giữa che phủ hoàn toàn vết thương. Thay băng hằng ngày.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH** : Chưa được biết.

**CẢNH BÁO**: Sản phẩm đã được tiệt trùng. Không được tiệt trùng lại. Không tái sử dụng.

**BẢO QUẢN**: từ 15°C-30°C, nơi khô ráo, tránh nhiệt trực tiếp.

**Số lô và hạn dùng** : xem trên bao bì

**Nhà sản xuất** : Tronjen Medical Technology Inc.

**Xuất xứ**: Đài Loan

**Chủ sở hữu số lưu hành**: Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Tam Châu

Địa chỉ : 48 Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, Tp.HCM

ĐT : (028) 38625728

Email : [ytetamchau@gmail.com](mailto:ytetamchau@gmail.com)

Website : <http://www.ytetamchau.com>

Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Tam Châu

Giám Đốc



Trần Phan Sơn Giang