

# SOGIDRESSING

## BĂNG GẠC TIẾT TRÙNG

### 1. CHỈ ĐỊNH:

- Thích hợp với các vết thương từ vừa đến lớn, nhất là chăm sóc vết thương sau phẫu thuật

### 2. ƯU ĐIỂM:

- Chất liệu vải không dệt, mềm mỏng, mang lại cảm giác thông thoáng, thoải mái.
- Phần gạc với độ thấm hút cao, không dính vào vết thương.
- Chất keo bao quanh gạc hút giúp cách ly bụi bẩn và vi khuẩn.

### 3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- Làm vệ sinh da và lau khô trước khi dán băng.

### 4. CHẤT LIỆU: Vải không dệt (Rayon + Polyester)

### 5. QUY CÁCH: Hộp / 50 miếng

### 6. KÍCH CỠ:

- 6cm x 7cm
- 9cm x 10cm
- 9cm x 15cm
- 9cm x 20cm
- 9cm x 25cm
- 9cm x 30cm

