

Elecsys FT4 IV

cobas e analyzers

H317
P261,P272,P280
P333+P313
P362+P364,P501



REF 09043276190

CONTENT  200

COBAS, COBAS E and
ELECSYS are trademarks
of Roche.

M 12 mL
R1 18 mL
R2 18 mL



 Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
D-68305 Mannheim

079290389700 (1)
Distribution in USA by:
Roche Diagnostics,
Indianapolis, IN
Made in Germany

IVD **CE** 0123  2-8 °C

01  dialog.roche.com



cobas[®]

Pos.1 - 09290389700 - V1

FT4 4

REF (240)09043276190

GTIN

(01)07613336172773

UDI



LOT (10)0000000

 2000-01-31

 2000-01-01

01



Pos.2 - 09290397700 - V1

Elecsys FT4 IV

REF 09043276190

For **USA**: **CONTENT**

- M** Streptavidin-coated microparticles 0.72 mg/mL
- R1** Monoclonal anti-T4-antibody (rabbit) labeled with ruthenium complex 75 ng/mL
- R2** Biotinylated T4 2.5 ng/mL



Rx only



01



Pos.3 - 09290419700 - V1

FT4 4
Elecsys **2210**
09043276
M 12 mL
R1 18 mL
R2 18 mL
1
LOT 00000000
2000-01-31
2-8 °C
IVD
0101

000004294967296



Pos.4 - 09290427700 - V1

FT4 4

302

1

LOT 00000000

2000-01-31




H317

07021127(1)

00000429467296

0101

Roche



Pos.5 - 09290435700 - V1

Nhãn sản phẩm

Elecsys FT4 IV (09043276190)

Thuốc thử xét nghiệm định lượng FT4

Elecsys FT4 IV

Mã sản phẩm: 09043276190

Số lưu hành:

Chủ sở hữu số lưu hành và nhập khẩu:

Công ty TNHH Roche Việt Nam

Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ,

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Chủ sở hữu: Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer


Strasse 116, 68305 Mannheim, Đức

Nhà sản xuất: Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer

Strasse 116, 68305 Mannheim, Đức

Xuất xứ: Đức

Hướng dẫn bảo quản: xem  , Số lô: xem **LOT** ,

Hạn sử dụng: xem  (năm-tháng-ngày / năm-tháng)
trên nhãn

Hướng dẫn sử dụng xem tại

Các thông tin khác xem trong hướng dẫn sử dụng

Hỗ trợ kỹ thuật vui lòng liên hệ 1800599991