

# CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ATC

Số 57, ngách 402/42, Mỹ Đình, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2017

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên sản phẩm	: Màn hình LCD màu chuyên dụng dùng trong y tế, model: AMVX 1908HD
Tên cơ sở sản xuất	: Ampronix Inc.
Địa chỉ cơ sở sản xuất	: Via Saul Banfi 1, 21047 Saronno VA, Italy
Tên chủ sở hữu	: AMPRONIX INC.
Địa chỉ chủ sở hữu	: 15 Whatney, Irvine, CA, 92618, United State of America
Hướng dẫn sử dụng	<p><b>Hướng dẫn trước khi sử dụng:</b> Trước khi sử dụng, làm quen với dụng cụ</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Đọc hướng dẫn sử dụng và xem lại ảnh.</li><li>2. Kiểm tra bao bì đóng gói xem có hư hại gì không. Nếu có bằng chứng về sự hư hại, không sử dụng sản phẩm này.</li></ol> <p><b>Hướng dẫn sử dụng</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Xác định vị trí lắp màn hình.</li><li>2. Lắp màn hình vào vị trí cần lắp</li><li>3. Kết nối cổng vào phù hợp với cáp kết nối {VGA Analog, DVI-D (HDMI kỹ thuật số hỗ trợ HDCP), RGBS / YPbPr, S-video, Composite Video, Sync-on-green, 3G-SDI}</li><li>4. Bật màn hình</li></ol>

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

*Nguyễn Ngọc Chanh*