

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ATC

Số 57, ngách 402/42, Mỹ Đình, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2017

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên sản phẩm	: Màn hình LCD màu chuyên dụng dùng trong y tế, model: AMVX2408HD
Tên cơ sở sản xuất	: Ampronix Inc.
Địa chỉ cơ sở sản xuất	: Via Saul Banfi 1, 21047 Saronno VA, Italy
Tên chủ sở hữu	: AMPRONIX INC.
Địa chỉ chủ sở hữu	: 15 Whatney, Irvine, CA, 92618, United State of America
Hướng dẫn sử dụng	<p>Hướng dẫn trước khi sử dụng: Trước khi sử dụng, làm quen với dụng cụ</p> <ol style="list-style-type: none">1. Đọc hướng dẫn sử dụng và xem lại ảnh.2. Kiểm tra bao bì đóng gói xem có hư hại gì không. Nếu có bằng chứng về sự hư hại, không sử dụng sản phẩm này. <p>Hướng dẫn sử dụng</p> <ol style="list-style-type: none">1. Xác định vị trí lắp màn hình.2. Lắp màn hình vào vị trí cần lắp3. Kết nối cổng vào phù hợp với cáp kết nối {Digital & Analog - HDMI kỹ thuật số hỗ trợ HDCP), Component Video RGBS / YPbPr, S-video, Composite Video, Sync-on-green, 3G-SDI VGA}4. Bật màn hình

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
Nguyễn Ngọc Charli