



CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM

MST: 0316218394

Địa chỉ: 220 Khuông Việt, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0913681027

Số TK: 1013760857 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN – CN Hùng Vương

PHIM X-QUANG MEDIPHOT DL

Tên hàng: **Phim X-quang Mediphot DL**

Số lưu hành:

Hãng/Nước sản xuất: Colenta Labortechnik GmbH & Co. KG/Áo

Hãng/Nước chủ sở hữu: Colenta Labortechnik GmbH & Co. KG/Áo

Quy cách: 100-150 tờ/ hộp x 5 hộp/thùng

Hạn sử dụng: xem trên nhãn của nhà sản xuất

Bảo quản: - Nhiệt độ 10-25°C/ Độ ẩm: 30-60%RH;
tránh các tia X, gamma, các tia bức xạ khác ; tia nắng trực tiếp của mặt trời.

HDSĐ: Được sử dụng cho máy in phim X-quang

HighCap Xp, HighCapXLp

NK&PP: Công ty TNHH Contex Việt Nam

Đ/c: 220 Khuông Việt, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. HCM

ĐT: 028 3977 8909

CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM




Luqu
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Vũ Kim Anh


MEDIPHOT DL

Dry laser imaging film

BLUE BASE


DAYLIGHT FILM LOADING



 COLENTA Labortechnik GmbH & Co.KG
Neunkirchner Str. 117, 2700 Wiener Neustadt
AUSTRIA

REF 20104 20104 X5

LOT 51842

 2024-01-31

GS1-128



KNo. 1117