

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Công ty TNHH Thương Mại Dương Gia

Địa chỉ: Số 4, ngách 343/10 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Ngày....tháng....năm 20.....

| STT | Đề mục | Cách sử dụng |
|-----|---|---|
| 1 | Thẻ thu mẫu để làm xét nghiệm H. Pylori (Collection card) | - Bệnh nhân thổi vào thẻ thu mẫu khoảng 3-5 phút. - Sau đó đưa thẻ thu mẫu vào máy để làm xét nghiệm. |
| 2 | Túi thu mẫu để làm xét nghiệm H. Pylori (Breath bag) | - Bệnh nhân thổi đầy vào túi thu mẫu khoảng 1-2 phút - Sau đó đưa túi thu mẫu vào máy để làm xét nghiệm. |

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



Đương Hoàng Linh