



## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KẸP RỒN

63B Calmette, Q1, TpHCM  
Tel : (028) 38.237.671  
Fax : (028) 38.243.796


Kẹp rốn được sử dụng để kẹp dây rốn trẻ sơ sinh. Hướng dẫn sử dụng cụ thể như sau:

- (1) Kiểm tra bao bì của sản phẩm (không lủng rách, chú ý thông tin trên nhãn như tên, số lô, hạn sử dụng,...)
- (2) Mở bao bì và lấy sản phẩm
- (3) Kẹp vào chân rốn khi trẻ vừa được sinh ra
- (4) Sau khi sử dụng xong, sản phẩm được xử lý phù hợp với tiêu chuẩn xử lý rác thải y tế.

**ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ SỞ**



**HA NGOC MINH PHONG**





## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KẸP NHỰA

63B Calmette, Q1, TpHCM  
Tel : (028) 38.237.671  
Fax : (028) 38.243.796


Kẹp nhựa được sử dụng để gấp gòn, gạc. Hướng dẫn sử dụng cụ thể như sau:

- (1) Kiểm tra bao bì của sản phẩm (không lủng rách, chú ý thông tin trên nhãn như tên, số lô, hạn sử dụng,...)
- (2) Mở bao bì, lấy sản phẩm và sử dụng.
- (3) Sau khi sử dụng xong, sản phẩm được xử lý phù hợp với tiêu chuẩn xử lý rác thải y tế.

**ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ SỞ  
GIÁM ĐỐC**



**HA NGOC MINH PHONG**





## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KẸP NHỰA

63B Calmette, Q1, TpHCM  
Tel : (028) 38.237.671  
Fax : (028) 38.243.796

Kẹp nhựa được sử dụng để gấp gòn, gạc. Hướng dẫn sử dụng cụ thể như sau:

- (1) Kiểm tra bao bì của sản phẩm (không lủng rách, chú ý thông tin trên nhãn như tên, số lô, hạn sử dụng,...)
- (2) Mở bao bì, lấy sản phẩm và sử dụng.
- (3) Sau khi sử dụng xong, sản phẩm được xử lý phù hợp với tiêu chuẩn xử lý rác thải y tế.

**ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ SỞ  
GIÁM ĐỐC**



**HA NGOC MINH PHONG**





## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KẸP BÔNG SÁT KHUẨN

63B Calmette, Q1, TpHCM  
Tel : (028) 38.237.671  
Fax : (028) 38.243.796

Kẹp bông sát khuẩn được sử dụng để gấp gòn, gạc. Hướng dẫn sử dụng cụ thể như sau:

- (1) Kiểm tra bao bì của sản phẩm (không lủng rách, chú ý thông tin trên nhãn như tên, số lô, hạn sử dụng,...)
- (2) Mở bao bì, lấy sản phẩm và sử dụng.
- (3) Sau khi sử dụng xong, sản phẩm được xử lý phù hợp với tiêu chuẩn xử lý rác thải y tế.

**ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ SỞ  
GIÁM ĐỐC**



**HA NGOC MINH PHONG**

