


产品名称 Product Name: β -HCG Test Kit (Dry Fluorescence Immunoassay)	技术文档 Technique Files	文件编号 File number	LX-CE- β -HCG
		版本 version	A/0
	标签 Lable	日期 date	2020.09.02
		页码 page	1 / 3

1. 包装盒 Package for Kit



产品名称 Product Name: β -HCG Test Kit (Dry Fluorescence Immunoassay)	技术文档 Technique Files	文件编号 File number	LX-CE-β -HCG
		版本 version	A/0
	标签 Lable	日期 date	2020.09.02
		页码 page	2 / 3

2. 单人份包装标签 Package for single test



产品名称 Product Name: β -HCG Test Kit (Dry Fluorescence Immunoassay)	技术文档 Technique Files	文件编号 File number	LX-CE-β -HCG
		版本 version	A/0
	标签 Lable	日期 date	2020.09.02
		页码 page	3 / 3

反面:

130mm

65mm

15mm

5mm

5mm

5mm

5mm

缺口中心至边缘距离15mm

【Storage】 Keep the test kit at 4°C-30°C, with a valid period of 18 months.
【Precaution】 Only for in-vitro diagnostic use.
 Please check more details in user manual.

LOT :
 MFG :
 EXP :

Lansion Biotechnology Co., Ltd.

Address: No.2, Qiande Road, Science Park, Jiangning District,
 210000 Nanjing, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Tel: +86-25-5857 7600 Lotus NL B.V.
 Fax: +86-25-5875 8600 Address: Koningin Julianaplein 10,1e Verd,2595AA,The Hague,Netherlands.
 Web: en.Lansionbio.com Tel: +31644168999

技术要求:

- 1: 图案样式大小参照图纸, 以样品为准;
- 2: 尺寸130mm*65mm, 公差范围±0.5mm;
- 3: 材质为:PET1.2/ALO.007/ CPP6.5, 色泽光亮, 表面光滑;
- 4: 图案清晰、完整、色彩均一, 无明显色差、外观整洁;
- 5: 文字内容正确, 无重影、模糊不清, 排版正确, 字体不易刮花
- 6: 红色虚线为封边线, 封边处要求严密, 袋体无穿孔, 完全封死不漏气 (15mm口不封边, 用于装样)。

颜色色值(cmyk):

	100,70,0,0
	40,0,100,0
	0,0,0,100