

SENSA STAT CONTROL LEVEL-1

SCLBL1673

Sử dụng với

Máy phân tích khí máu.

Mục đích sử dụng

















Sensa Stat Controls (Mức-1) được sử dụng để theo dõi Natri, Kali, Canxi ion hóa, pH, Clorua, Glucose, Lactate, pCO₂, pO₂ trên Máy phân tích khí máu. Sensa Cores Sensa Stat Controls (Mức-1) không được sản xuất để kiểm tra các mẫu vật từ cơ thể người cho mục đích chuẩn đoán và chỉ được sử dụng cho các thiết bị phòng thí nghiệm chuẩn đoán lâm sàng. Sensa Cores Sensa Stat Controls (Mức-1) Chỉ sử dụng một lần.

Đóng gói:

Sensa Stat Level - 1 : 10 lọ (10 x 1.8 mL)

Bảo quản và ổn định

Bảo quản ở 18-25°C cho đến ngày hết hạn được đề cập trên nhãn

| | | | |
|--|------------------------------|---|--------------------------------------|
|  CE | Dành dấu CE |  IVD | Thiết bị y tế chẩn đoán in vitro |
|  | Nhà sản xuất |  | Thận trọng |
|  | Ngày sản xuất |  | Không sử dụng nếu bao bì bị hư hỏng |
|  | Hạn sử dụng |  | Chứng nhận ISO |
|  | Số Lot |  | Bảo quản khô |
|  | Tránh xa ánh sáng mặt trời |  | Không bỏ cùng với rác thải sinh hoạt |
|  | Nhiệt độ lưu trữ & hoạt động |  | Không bắt lửa |
|  | Tham khảo hướng dẫn sử dụng |  | Tránh xa ngọn lửa |

Phòng ngừa! Dị ứng cho mắt và da. Tránh tiếp xúc với da và mắt. Trong trường hợp tiếp xúc với mắt, rửa sạch ngay lập tức với nhiều nước và đến bác sĩ để được tư vấn.

 **Sensa Core Medical Instrumentation Pvt. Ltd.**
Plot No: 3, Export Promotion Industrial Park, IDA, Pashamylaram,
Sangareddy (District) - 502307, Hyderabad, Telangana, INDIA.
Tel: +91 8455 - 223400 www.sensacore.com

EC REP



ISO 9001

ISO 13485



Mai Tiến Bằng