

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIÊN MỸ

Địa chỉ: 725/2 Trường Chinh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú

Tel: 028 3863 4532

### TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên Công Ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIÊN MỸ

Địa chỉ: 725/2 Trường Chinh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú

Số TT	TÊN TIBYT	HÃNG SẢN XUẤT		MÔ TẢ SẢN PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ						
		Tên hãng/ Công Ty	Tên nước	Mô tả trang thiết bị y tế	Mục đích/ Chỉ định sử dụng	Hướng dẫn sử dụng	Danh mục linh kiện	Chống chỉ định	Cảnh báo & thận trọng	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra
1	HỘP LỒNG NUÔI CÂY VI SINH Ø90MM HTM	CÔNG TY CP VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIÊN MỸ	VIỆT NAM	- Đĩa được làm bằng nhựa PS tinh khiết trung tính không phản ứng với hóa chất chứa bên trong, đường kính 90mm và chiều cao 15mm. - Được tiệt trùng bằng tia Gamma - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2003 do Đan Mạch cấp. - Có giấy phép lưu hành của Bộ Y Tế cấp.	Sử dụng để nuôi cấy vi sinh vật.	Mở nắp đưa môi trường và vi khuẩn cần nuôi cấy vào sau đó đẩy nắp lại và ủ trong tủ nuôi cấy.	Không có	Không có	Bao bì phải còn nguyên vẹn trước khi sử dụng.	Không có
2	LỌ NHỰA ĐUNG MẪU HTM	CÔNG TY CP VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIÊN MỸ	VIỆT NAM	- Lọ có thể tích thay đổi tùy theo nhu cầu từ 50ml đến 100ml - Lọ được làm bằng nhựa tinh khiết trung tính không phản ứng với hóa chất và bệnh phẩm chứa bên trong (Có thể là nhựa PS hoặc PP. Nhựa PS trong trong còn nhựa PP trong đục hơn). - Lọ được sản xuất gồm 2 loại có tiệt trùng hay không tiệt trùng tùy theo nhu cầu của người sử dụng. - Nắp thay đổi tùy theo nhu cầu, bên trong nắp có gắn miếng nhựa hoặc không tùy theo loại mẫu yêu cầu lấy dưới dạng rắn (phân) hoặc dạng lỏng (mức tiểu). - Bên ngoài thành ống có nhãn hoặc không nhãn tùy theo nhu cầu. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2003 của Đan Mạch cấp. - Có giấy phép lưu hành của Bộ Y Tế cấp.	Chứa mẫu bệnh phẩm	- Mở nắp sau đó bỏ mẫu bệnh phẩm vào và đẩy chặt nắp lại. - Lưu ý không để dính mẫu bệnh phẩm ra ngoài thành lọ	Không có	Không có	Không có	Không có

