

**TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ**

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt – Thái
Tầng 8, số 434 Trần Khát Chân, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hà Nội , ngày 10 tháng 08 năm 2017

TT	ĐỀ MỤC	NỘI DUNG MÔ TẢ TÓM TẮT
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	Tên sản phẩm: Cáng khiêng tay cứu thương Là loại cáng vận chuyển bệnh nhân chuyên dùng trên xe cứu thương Có tùy chọn thêm bánh xe di chuyển, phần chân có thể gấp để khiêng Có đai cố định bệnh nhân Có thể nâng được phần lưng
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	Bánh xe, đệm
1.3	Mục đích/ chỉ định sử dụng	Vận chuyển bệnh nhân trên xe cứu thương
1.4	Hướng dẫn sử dụng	Nâng phần lưng bằng tay Có tùy chọn phần chân tự động gấp khi đẩy lên xe cứu thương Cố định bệnh nhân bằng đai khi vận chuyển
1.5	Chống chỉ định	Không có
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Cố định bệnh nhân bằng đai đảm bảo an toàn
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Không có
2	Thông tin sản phẩm đã lu hành tại các n^oớc (nếu có)	

3	Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)
4	Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

