

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Việt Thái

Tầng 8, 434 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Website: www.vietthaitd.vn

Tel: 043 976 1454 Fax: 043 976 2969

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM

Tên sản phẩm	CÁNG KHIÊNG TAY CỨU THƯƠNG Là loại cẳng chuyên dụng dùng cho xe cứu thương. Có tùy chọn thêm về bánh xe di chuyển, chân gấp tự động
Hãng sản xuất	Medical Master
Hướng dẫn sử dụng	Đặt bệnh nhân lên cẳng, cố định bằng dây đai có sẵn trên cẳng Di chuyển cẳng bằng cách khiêng tay (Hoặc bánh xe với tùy chọn thêm. Khi sử dụng trên xe cứu thương, phần chân tự động gấp lại.) Vệ sinh sau định kỳ sử dụng

Đại diện hợp pháp của đơn vị



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Thanh Hà