

**TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT  
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ**

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt – Thái  
Tầng 8, số 434 Trần Khát Chân, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hà Nội , ngày 14 tháng 07 năm 2017

Tên sản phẩm: Bàn khám đa năng và phụ kiện

<b>TT</b>	<b>ĐỀ MỤC</b>	<b>NỘI DUNG MÔ TẢ TÓM TẮT</b>
<b>1</b>	<b>Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế</b>	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	Tên sản phẩm: Bàn khám đa năng và phụ kiện Là loại bàn khám có thể nâng được phần lưng hoặc phần chân Đệm giả da chống thấm nước Có bánh xe di chuyển
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	Đệm, bộ đỡ bắp chân, bánh xe
1.3	Mục đích/ chỉ định sử dụng	Bàn khám thường, khám siêu âm, khám nội soi, khám sản, khám phụ khoa bàn bó bột hoặc làm tiểu phẫu đơn giản trong các Bệnh viện và trung tâm y tế
1.4	Hướng dẫn sử dụng	Nâng phần lưng hoặc phần chân bằng tay
1.5	Chống chỉ định	Không có
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Không có
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Không có
<b>2</b>	<b>Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các n<sup>o</sup>c (nếu có)</b>	
<b>3</b>	<b>Chỉ định đã đăng ký ở các n<sup>o</sup>c khác (nếu có)</b>	
<b>4</b>	<b>Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng l<sup>u</sup>u ý của sản phẩm trang thiết bị y tế</b>	

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

**Người đại diện hợp pháp của cơ sở**

