

**TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT  
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ**

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt – Thái  
Tầng 8, số 434 Trần Khát Chân, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hà Nội , ngày 13 tháng 6 năm 2017

Tên sản phẩm: Đèn đọc phim

TT	ĐỀ MỤC	NỘI DUNG MÔ TẢ TÓM TẮT
<b>1</b>	<b>Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế</b>	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	Tên sản phẩm: Đèn đọc phim <ul style="list-style-type: none"> <li>- Là đèn sử dụng công nghệ Led để đọc phim X-quang</li> <li>- Có có treo gắn trên tường</li> <li>- Sử dụng nguồn điện 220V/50 hz</li> <li>- Điều chỉnh được cường độ sáng theo nhiều mức</li> </ul>
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	Dây nguồn, công tắc
1.3	Mục đích/ chỉ định sử dụng	Dùng đọc phim X-quang, đặt tại các khu phòng khám hoặc khoa chuẩn đoán hình ảnh...
1.4	Hướng dẫn sử dụng	Cắm nguồn, điều chỉnh các mức cường độ sáng bằng công tắc
1.5	Chống chỉ định	Không có
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Sử dụng đúng nguồn điện 220V/ 50Hz
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Không có
<b>2</b>	<b>Thông tin sản phẩm đã lu hành tại các n<sup>o</sup>c (nếu có)</b>	
<b>3</b>	<b>Chỉ định đã đăng ký ở các n<sup>o</sup>c khác (nếu có)</b>	
<b>4</b>	<b>Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng l<sup>u</sup> ý của sản phẩm trang thiết bị y tế</b>	

--

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

**Người đại diện hợp pháp của cơ sở**

