

Hướng dẫn sử dụng: Giường cho trẻ sơ sinh

Hãng: Medical-Master



Bước 1: Chuẩn bị giường cho trẻ sơ sinh

- Vệ sinh nôi mika trước khi sử dụng cho trẻ
- Kiểm tra phanh xe đẩy (đảm bảo an toàn khi sử dụng)

Bước 2: Sử dụng nôi sơ sinh

- Vặn núm xoay bên dưới nôi để chỉnh độ nghiêng cho nôi sơ sinh theo mong muốn rồi vặn chặt núm xoay trước khi sử dụng
- Đặt trẻ sơ sinh vào nôi
- Khóa phanh xe đẩy nếu để cố định nôi
- Mở phanh xe đẩy khi di chuyển trẻ đến vị trí mới
- Bên dưới nôi sơ sinh có 2 giá để đồ cho trẻ hoặc cho y tá



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Thanh Hà