

**TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ**

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt – Thái
Tầng 8, số 434 Trần Khát Chân, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2017

TT	ĐỀ MỤC	NỘI DUNG MÔ TẢ TÓM TẮT
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	Tên sản phẩm: Giường cho trẻ sơ sinh chuyên dùng trong y tế Là loại giường cho trẻ sơ sinh, có nôi nhựa đặt trên xe đẩy. Có thể điều chỉnh độ nghiêng của giường. Có bánh xe di chuyển Các bánh xe có khóa đảm bảo an toàn
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	Nôi nhựa, bánh xe
1.3	Mục đích/ chỉ định sử dụng	Giường cho trẻ sơ sinh tại các trung tâm y tế, Bệnh viện
1.4	Hướng dẫn sử dụng	Đặt nôi nhựa lên xe đẩy. Nghiêng nôi và cố định bằng khóa.
1.5	Chống chỉ định	Không có
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Khóa bánh khi cố định nôi.
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Không có
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)	
3	Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)	
4	Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế	

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

