





HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Đèn Mỏ

Model: EMALED 500; EMALED 560; EMALED 500/500; EMALED 560/560;
 EMALED 500 V; EMALED 560 V; EMALED 500/500 V; EMALED 560/560 V

Hãng sản xuất: EMALED

Nước sản xuất: Đức



1. Nắp che lắp trần
2. Ống trụ đỡ
3. Trục trung tâm với cánh tay lò xo
4. Đầu đèn
5. Tay nắm tiết trùng
6. Đường ray bảo vệ đầu đèn

1. Nút bật ON/OFF
2. Công tắc chuyển Camera/đèn
Chi kích hoạt với Camera - Option
3. Giảm cường độ sáng
Trong chế độ Camera: Zoom -
4. Tăng cường độ sáng
Trong chế độ Camera: Zoom +
5. Màn hình hiển thị
6. Công tắc chuyển chế độ
 - Chế độ Endo
 - Chế độ Central
 - Chế độ Normal
7. ĐIỂM LẤY TÂM LAZER
Trong chế độ Camera: Tự động lấy nét
8. Focus -
9. Focus +



Giám Đốc

TRUYỀN TRUNG TÍN

Ghi chú:

- Làm vệ sinh sạch sẽ sau mỗi ngày sử dụng.
- Những hư hỏng xảy ra vui lòng gọi bộ phận kỹ thuật đến kiểm tra sửa chữa.
- Ms Dung: 0908 599 842
- Minh - Kỹ Sư: 0933 563 233

