

Bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu trang thiết bị y tế công bố áp dụng

Xác nhận bằng chữ ký số bởi cơ sở đứng tên công bố tiêu chuẩn áp dụng

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2022

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Minh Phương

Quality Control Specifications

Product: Calcium, Arsenazo

REF: D01375

Quality Control Specifications:

SPECIFICATION

Appearance: clear, violet liquid

Odour: no characteristic odour

pH : 7.50 (\pm 0.10) at 25 °C (\pm 1 °C)

ABS [650 nm]: 0.280 - 0.500 at 15 - 25 °C

Functional test:

Control	Unit	Specification
DIACON N	mg/dL	Recovery of control must be within the stated range
DIACON P	mg/dL	Recovery of control must be within the stated range

Confirmed by digital signature:



Produktion und Vertrieb von chemisch-technischen
Produkten und Laborinstrumenten Gesellschaft m.b.H.
A - 2351 Wr. Neudorf, (Z-NÖ SÜd, Hondastr. Obj.M55
Phone: ++43 (0) 2236 68010 - 0 Fax: ++43 (0) 2236 68010 - 30
E-Mail: office@dialab.at Website: www.dialab.at



Name: Peter Freudenthaler
Department: Regulatory Affairs
Date: 2021-10-18