

# **Bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu trang thiết bị y tế công bố áp dụng**

*Xác nhận bằng chữ ký số bởi cơ sở đứng tên công bố tiêu chuẩn áp dụng*

*Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2022*

**Người đại diện hợp pháp của cơ sở**

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Thị Minh Phương**

## Quality Control Specifications

Product: Iron, Ferene

REF: D01103

### Quality Control Specifications:

#### SPECIFICATION

Appearance:	R1:	clear, colourless liquid
	R2:	clear, yellow liquid
Odour:	R1:	like acetic acid
	R2:	like sulfur
pH:	R1:	4.50 ( $\pm 0.10$ ) at 25 °C ( $\pm 1$ °C)
	R2:	2.50 ( $\pm 0.10$ ) at 25 °C ( $\pm 1$ °C)
ABS [595 nm]:	R1:	0.000 - 0.030 at 15 - 25 °C
	R1+R2:	0.000 - 0.050 at 15 - 25 °C

### Functional test:

Control	Unit	Specification
DIACON N	$\mu\text{g/dL}$	Recovery of control must be within the stated range
DIACON P	$\mu\text{g/dL}$	Recovery of control must be within the stated range

**Confirmed by digital signature:**



Produktion und Vertrieb von chemisch-technischen  
Produkten und Laborinstrumenten Gesellschaft m.b.H.  
A - 2351 Wr. Neudorf, (Z-NÖ SÜd, Hondastr. Obj.M55  
Phone: ++43 (0) 2236 68010 - 0 Fax: ++43 (0) 2236 68010 - 30  
E-Mail: office@dialab.at Website: www.dialab.at



Name: Peter Freudenthaler  
Department: Regulatory Affairs  
Date: 2021-10-18