

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Sản xuất thiết bị y tế 3A

Địa chỉ: Số 48, đường Bưởi, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, TP.Hà Nội

Ngày 04 tháng 10 năm 2017

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1		MỎ VỊT NHỰA
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	<ul style="list-style-type: none">- Mỏ vệt nhựa âm đạo sử dụng 1 lần trong các cơ sở y tế.- Được sản xuất từ nhựa PP, PS nguyên sinh.- Quy cách: đóng 01 chiếc/ túi.
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng	<ul style="list-style-type: none">- Mỏ vệt thăm khám đưa vào âm đạo để có thể quan sát cổ tử cung, lấy dịch làm xét nghiệm- Dùng để khám phụ khoa, thăm khám 1 lần ngăn ngừa được sự lây nhiễm các bệnh như viêm gan B, HIV, lậu, giang mai, sùi mào gà, nấm sinh dục
1.4	Hướng dẫn sử dụng	<ul style="list-style-type: none">- Mỏ trên và tay cầm chữ Y lắp với nhau bằng ray trượt, khi làm việc phải đẩy mỏ lên trơn nhẹ, không làm lệch hướng.
1.5	Chống chỉ định	<ul style="list-style-type: none">- Sử dụng sai mục đích
1.6	Cảnh báo và thận trọng	<ul style="list-style-type: none">- Chỉ được sử dụng đúng 1 lần.
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	<ul style="list-style-type: none">- Không có
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có):	Đang cập nhật
3	Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế	Sử dụng đúng hạn ghi trên nhãn mác, để ống nghiệm ở nơi thoáng mát, tránh nhiệt độ cao và ẩm mốc.

Cơ sở đăng ký cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



GIÁM ĐỐC

Nương Thị Hải Yến