

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ DỤNG CỤ Y TẾ

- Dụng cụ tái sử dụng phải được làm sạch hoàn toàn trước khi khử khuẩn hay diệt khuẩn.
- Dụng cụ tái sử dụng phải được tráng và lau khô đúng cách trước khi khử khuẩn hay tiệt khuẩn và để khô trước khi lưu trữ.
- Dụng cụ đã vô trùng được tiếp nhận phải giữ vô trùng cho đến khi sử dụng
- Nên tuân theo những khuyến cáo của nhà sản xuất về các dịch vụ chăm sóc và bảo trì sản phẩm, bao gồm: thông tin về a) khả năng tương thích của thiết bị với các hóa chất sát trùng; b) liệu thiết bị có chịu được nước hay có thể ngâm trong nước để làm sạch không?; c) thiết bị nên được khử khuẩn như thế nào?
- Quy trình tiệt khuẩn phải được giám sát ở mỗi chu kỳ bằng các chỉ thị cơ học và hóa học
- Quy trình tiệt khuẩn phải được giám sát định kỳ bằng chỉ thị sinh học
- Sau khi tái xử lý phải duy trì độ tiệt khuẩn cho đến thời điểm sử dụng
- Tiệt khuẩn chóp nhọn không được khuyến cáo và chỉ nên sử dụng ở cấp cứu và không bao giờ dùng cho các thiết bị implant...
- Lò vi sóng, máy tiệt khuẩn hạt thủy tinh và đun sôi tuyệt khuẩn không nên sử dụng
- Phải có nhân viên được huấn luyện đặc biệt, thành thạo chịu trách nhiệm giám sát Việc khử khuẩn và tiệt khuẩn. Xé dọc một bên gói, tránh làm rách bao cao su

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Bích Hằng