



CÔNG TY TNHH TM BHYT HOÀNG THỊNH PHÁT

11 Phạm Quý Thích – Phường Tân Quý- Quận Tân Phú – TP. Hồ Chí Minh

Tel: 08.35592683-35592684 Fax: 08.35591955


HOANGTHINHPHAT.VN

Email : htpmedical@hoangthinhphat.vn - htpmedical@gmail.com

TÀI LIỆU KỸ THUẬT MÔ TẢ SẢN PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU

| STT | Đề mục | Nội dung mô tả tóm tắt |
|----------|--|--|
| 1 | Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế | |
| 1.1 | Mô tả trang thiết bị y tế | Túi nhựa PVC dung tích 2000ml có chia vạch, có đoạn dây 40-50cm để nối với ống thông tiểu, có nút thoát nước tiểu ở cuối túi |
| 1.2 | Danh mục linh kiện và phụ kiện | Không có |
| 1.3 | Mục đích/Chỉ định sử dụng | Chứa nước tiểu được dẫn lưu trực tiếp từ bệnh nhân |
| 1.4 | Hướng dẫn sử dụng | Túi được gắn bởi nhân viên y tế có chuyên môn: <ol style="list-style-type: none">Nhân viên y tế rửa tay cẩn thận trong 15 giây và đeo găng vào khi làm thủ thuậtĐảm bảo khu vực làm việc sạch sẽ và khô ráoĐặt khăn phía dưới ống thông tiểu cần nối vào túiKẹp khóa ống thông tiểu để nước tiểu không chảy ra ngoàiTháo ống ra khỏi túi chứa hiện tại (nếu thay túi mới), rồi gắn ống với túi mớiTháo kẹp khóa ống, dán băng keo cố định ống và túi, bắt đầu quá trình dẫn lưu nước tiểu vào túi chứa mới |
| 1.5 | Chống chỉ định | Được sử dụng theo yêu cầu điều trị từ bác sĩ |
| 1.6 | Cảnh báo và thận trọng | |
| 1.7 | Tác dụng bất lợi cụ thể xảy ra | Không có tác dụng bất lợi |
| 2 | Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có) | |
| 3 | Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có) | |
| 4 | Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế | |

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.



Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Giám Đốc
Phạm Thị Thùy Trang