


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MASK KHÍ DUNG



Code: AS-11

- Mask khí dung có size người lớn, trẻ em, sơ sinh.
- Được làm từ chất liệu đặc biệt, trong suốt, không chất độc hại.
- Dung tích bầu chứa 6/7cc.
- Facemask được thiết kế có màng nhôm cố định bao xung miệng làm bệnh nhân thoải mái.
- Bao gồm bộ dụng cụ chứa khí dung, mặt nạ oxy đàn hồi có thông mũi và dây dài 180cm.
- Các ống kết nối có ren trong.
- Được sử dụng cho các loại máy xông khí dung.
- Sản phẩm vô trùng ETO không chứa pyrogen.

Quy cách đóng gói: 1 cái/ gói



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trọng Nghĩa

NHÀ SẢN XUẤT: Angiplast Pvt, Ltd.
Plot No. 4803, Phase IV, GIDC, Vatva, Ahmedabad – 3802445, India
Phone: +91 (0)9662004148/9099963240

NHÀ PHÂN PHỐI: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AN BÌNH
291/3 Lý Thường Kiệt, P. 15, Q.11, HCM
ĐT: 08-38669810