

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2017

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế: Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Và Sản Xuất Việt Tường
Địa chỉ: 58/415 Quang Trung, Phường 12, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	Tên TTBYT: Đầu nối male/male (Male/male luerlock connector) Mô tả: Đầu nối thẳng, mỗi đầu có ren vặn.
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	Không có.
1.3	Mục đích sử dụng	Dùng để nối 2 đoạn dây lại với nhau.
1.4	Hướng dẫn sử dụng	Mỗi đầu nối có ren vặn. Nối hai đoạn dây để làm dài thêm chiều dài theo mục đích sử dụng.
1.5	Chống chỉ định	Dụng cụ chỉ được sử dụng 1 lần. Không được tái sử dụng vì sẽ dẫn đến kết quả đo không chính xác và lây nhiễm chéo.
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Kiểm tra bao bì trước khi sử dụng. Không sử dụng khi bao bì bị rách hoặc bị tổn hại.
1.7	Tác dụng bất lợi cụ thể xảy ra	Không có.
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có) - Sản phẩm đã được cấp phép lưu hành các quốc gia trên thế giới (Châu Mỹ, Châu Úc, Châu Âu, Châu Á, Châu Phi).	
3	Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có) - Không có thông tin	
4	Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế - Từ khi sản phẩm lưu hành trên thị trường chưa có báo cáo ghi nhận về phản ứng bất lợi liên quan đến việc sử dụng trang thiết bị y tế.	

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



Nguyễn Đình Tường Thọ