



## MẪU NHÃN PHỤ TIẾNG VIỆT

**Tên sản phẩm:** PerkinElmer 226 Sample Collection Device

**Quy cách đóng gói:** Gói (1 gói x 100 phiếu)

**Thành phần:** 100% cotton và tuân theo tiêu chuẩn NBS01-A6 của CLSI. Giấy thấm Ahlstrom 226 được kết hợp trên phiếu lấy mẫu máu khô.

**Mục đích sử dụng:** PerkinElmer 226 Sample Collection Device được dùng để thu thập và vận chuyển các mẫu máu khô tới phòng xét nghiệm.


**Bảo quản:** Tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp, ở nơi thoáng mát khô ráo, 20-25<sup>0</sup>C.

**Cảnh báo:** Xử lý như các tác nhân có khả năng lây nhiễm. Không chạm vào vòng tròn thu mẫu trên giấy thấm trước và sau khi thu mẫu máu.

**Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em.**

**Số lô:** Xem phần LOT trên bao bì.

**Ngày sản xuất:**

**Hạn dùng:** Xem phần  trên bao bì.

**Số lưu hành:**

**Các thông tin khác:** Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.

**Xuất xứ:** Mỹ

**Nhà sản xuất:** PerkinElmer Health Sciences, Inc., Mỹ.

**Nhà nhập khẩu:** Công ty CP Thiết bị SISC Việt Nam

Số 48, ngõ 245, Phố Mai Dịch, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

**PE-PKI226**