

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

CÔNG TY: TNHH TBYT HOÀNG LỘC M.E

ĐỊA CHỈ: K5/K300 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Ngày 10 tháng 10 năm 2017.

- 1- Xác định yêu cầu điều trị, loại máy và kiểu máy để chọn loại giấy thích hợp.
- 2- Đặt giấy vào khay máy in đúng vị trí, bấm in thử để kiểm tra máy in.
- 3- Bôi gel lên vùng da tiếp xúc với điện cực đo điện tim hoặc vùng da tiếp xúc với đầu dò của máy siêu âm.
- 4- Thao tác đo điện tim hoặc dò siêu âm.
- 5- Bấm in điện tâm đồ hoặc hình ảnh siêu âm đã được lưu trữ trong máy.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số

GIÁM ĐỐC



BS: NGUYỄN ĐÌNH QUÝ