

WASH SOLUTION

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Mục đích sử dụng

- Wash solution là hóa chất để rửa máy dành cho máy xét nghiệm điện giải tự động.
- Chỉ dùng để chẩn đoán trong phòng thí nghiệm.

2. Thành phần:

- NH_4HF_2 – 0.1 mol/L
- Nước đã được khử ion

3. Điều kiện bảo quản:

Bảo quản ở nhiệt độ 4°C - 25°C , tại nơi khô ráo.

4. Cảnh báo:

Không có cảnh báo nào. Xử lý rác thải theo quy định của nước sở tại.



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Luân Thanh

Nhà sản xuất: Medica Corporation

Địa chỉ: 3 Oak Park Drive Bedford, MA 01730, USA

Sản xuất tại: Mỹ