

NHÃN CHÍNH

MEDICA
EasyLyte®

REF 2309 50 mL

Wash Solution / Solution de lavage
Soluzione di lavaggio / Waschlösung / Lave Solución
Lave Solução / Yıkama Solüsyonu

LOT



(01)
(10)
(11)
(17)
(422)



EC REP Medica Corporation, 5 Oak Park Drive
Bedford, MA 01730-1413 USA
Emergo Europa, Molenvstraat 15
NL 2513 EH The Hague, The Netherlands



Store at 25°C
4°C

Contents: 50mL 0,1 mol/L Ammonium Bifluoride
Content: 50mL 0,1 mol/L Ammonium Bifluoride
Content: 50mL 0,1 mol/L Bifluoride di ammonio
Inhalt: 50mL 0,1 mol/L Ammonium Bifluorid
Contenido: 50mL 0,1 mol/L Amonio Bifluoruro
Contenido: 50mL 0,1 mol/L Amonio Bifluoruro
İçindekiler: 50 ml, 0,2 mol/L Ammonium Biflorid
For use with EasyLyte Analyzers. / Pour l'usage avec des analyseurs EasyLyte.
Per uso con gli analizzatori EasyLyte. / Für Gebrauch mit EasyLyte Analysatoren.
Para usar en los analizadores EasyLyte. / Para utilizar con analizadores EasyLyte.
EasyLyte analizatorienille kullannim xijn.

006278-005 R4

GTIN
LOT
PROD DATE
EXPIRY
ORIGIN US



WARNING
H315, H319,
P280, P362
P302+P352,
P332+P313,
P305+P351+P338,
P337+P313

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Thanh

NHÃN PHỤ

WASH SOLUTION 50ML
Dung dịch rửa

Quy cách đóng gói:.....

Thành phần: NH₄HF₂ – 0.1 mol/L; Nước đã được khử ion

Chủ sở hữu số công bố- Cơ sở nhập khẩu- Cơ sở bảo hành: Công ty TNHH Vạn Niên

Địa chỉ: 51/ 228, Lê Trọng Tấn, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Nhà sản xuất: **Medica Corporation**

Địa chỉ: 5 Oak Park Drive, Bedford, MA 01730, Mỹ

Xuất xứ: Mỹ Số công bố:.....

HSD: Xem trên sản phẩm Code: 2309

Số lô: Xem trên sản phẩm Bảo quản: 4-25°C

Hướng dẫn sử dụng và tài liệu kỹ thuật: Đi kèm với sản phẩm