

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ


Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế:

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BẢO THẠCH

Địa chỉ: Tổ 20, ấp Lai Khê, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Ngày.....tháng.....năm 2017

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế: Nhóm sản phẩm BÔNG KHÔNG HÚT NƯỚC Tên gọi khác: BÔNG MỠ	
1.1	<u>Mô tả trang thiết bị y tế</u> - Tấm bông bán thành phẩm (sau chải) được cắt thành từng tấm nhỏ, sau đó quấn thành cuộn. - Thành phẩm: Tên gọi: Bông mỡ cuộn, có nhiều kích thước khác nhau, gồm có các loại: * 0,06m x 2m; 0,06m x 2,7m;... * 0,075m x 2m; 0,075m x 2,7m;... * 0,1m x 2m; 0,1m x 2,7m;... * 0,15m x 2m; 0,15m x 2,7m;... * 0,2m x 2m; 0,2m x 2,7m;... <u>Hoặc:</u> Tấm bông bán thành phẩm (sau chải) được quấn thành từng cuộn lớn, tên gọi: Bông không hút nước, có trọng lượng: 0,5kg; 1kg; ... <i>Ngoài ra, tùy theo nhu cầu của khách hàng mà có thể cắt, quấn, ... bông mỡ thành nhiều kích thước và trọng lượng khác nhau.</i>	<u>Nguyên liệu:</u> - Bông không hút nước được chế từ lông của hạt cây bông, không loại mỡ (theo TCCS Bông y tế (chưa tiệt trùng)- nguyên liệu sợi Bông. <u>Chỉ tiêu về ngoại quan:</u> - Trạng thái: Sợi mảnh, mềm, tròn, được chải kỹ, có độ đàn hồi cao và không còn quá nhiều nút. - Mùi vị: Không mùi. - Màu sắc: Bông chưa tẩy trắng, có màu hơi ngà vàng bóng. - Bông không hút nước chỉ có sợi bông, không có loại sợi nào khác. <u>Quy cách đóng gói:</u> - Bông không hút nước được gói trong bao giấy và bọc bên ngoài bởi 1 lớp bao PE kín, sau đó được đóng trong thùng carton. - <i>Hoặc:</i> Bông không hút nước được gói kín trong 1 lớp bao PP hoặc PE, sau đó đóng vào thùng carton. <i>(ngoài ra tùy theo yêu cầu của khách hàng, Bông không hút nước còn có thể có các quy cách đóng gói khác)</i>
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	Không có
1.3	Mục đích/ Chỉ định sử dụng	Bông không hút nước dùng để làm lớp đệm khi quấn băng bó bột trong lĩnh vực y tế, làm nút bịt ống nghiệm,...
1.4	Hướng dẫn sử dụng	- Xé miệng bao theo đường cắt sẵn, dùng bông để làm lớp đệm trước khi quấn bột



1.5	Chống chỉ định	Không có
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Không có
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Không có

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở
GIAM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THIẾT BỊ Y TẾ
BẢO THẠCH

Nguyễn Văn Ninh

CÔNG TY
THIẾT BỊ Y TẾ
BẢO THẠCH
TRƯỜNG DƯƠNG