

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢNG CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
The declaration of standard

Số: 17/2023/CTY – HBN

Doanh nghiệp (Manufacturer) : **CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN**

Địa chỉ (Address) : 2977/14 Quốc lộ 1, Khu phố 5, Phường Tân Thới Nhất , Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện Thoại (Tel. N°) : 028.35 925 339

Fax: 028.35 925 338

Email: ketoan@vtythoangbaonguyen.com

CÔNG BỐ
(We hereby declare)

Tiêu chuẩn (The standard N°) **TCCS 17/2023/CTY - HBN**

Áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa (tên , kiểu loại , mã số hàng hóa) (For the articles: articles, name type, H.S code)

BỘ GỬI NÁP SỢ

Sản xuất tại (Manufacturer) : **CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN**

Địa chỉ (Address) : Thôn Phú Hòa 1, Xã Hòa Nhơn, Huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

Doanh nghiệp cam kết sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn công bố trên.

We undertake our products and goods suitable to the above standard.

TPHCM, ngày 26 tháng 04 năm 2023
(HCM city, Date.....)

Đại diện doanh nghiệp (tên, chức vụ)
(Authorized's name, position)



Nguyễn Thị Hiền Nhân
GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN

TRỤ SỞ: 2977/14 QUỐC LỘ 1, KHU PHỐ 5, P. TÂN THỜI NHẤT, QUẬN 12, TP. HỒ CHÍ MINH
ĐỊA CHỈ SẢN XUẤT: THÔN PHÚ HÒA 1, XÃ HOA NHƠN, HUYỆN HÒA VANG, TP. ĐÀ NẴNG

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

TCCS 17/2023/CTY - HBN

BỘ GỬI NẬP SỘ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2023

GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ HIỀN NHÂN

BỘ GỬI NẮP SỢ

1. Phạm vi áp dụng :

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm **Bộ gửi nắp sọt** do Công ty TNHH Hoàng Bảo Nguyễn, địa chỉ 2977/14 Quốc lộ 1, Khu Phố 5, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh cung cấp.

Sản xuất tại: Chi Nhánh Công Ty TNHH Hoàng Bảo Nguyễn địa chỉ Thôn Phú Hòa 1, Xã Hòa Nhơn, Huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

2. Công dụng của sản phẩm :

Bộ sản phẩm gửi nắp sọt được dùng để giữ lạnh hộp sọt trong quá trình di chuyển đến nơi cấy ghép.

3. Thành phần của một đơn vị sản phẩm :

- Khăn lông 34x80cm : 01 cái
- Khăn lông 30x30cm : 04 cái
- Bình đá : 01 cái

Tuy nhiên, tùy theo yêu cầu khách hàng mà thành phần trong gói có thể ít hơn hoặc nhiều hơn.

4. Yêu cầu kỹ thuật:

4.1 Quy cách, nguyên liệu, ngoại quan:

STT	Chi tiết	Thành phần nguyên liệu	Quy cách và hình dáng	Ngoại quan
01	Khăn lông	Dệt từ sợi 100% cotton hoặc pha với sợi Polyester	Hình chữ nhật 0,34 x 0,8(m)	Khăn có kích thước cân đối, các cạnh thẳng góc, không xô, không lệch. Bề mặt khăn có lông sùi đều đặn, sợi không bị thiếu hay tua. Khăn phải thoáng, dễ thấm hút nước.
02	Khăn lông	Dệt từ sợi 100% cotton hoặc pha với sợi Polyester	Hình vuông 0,3 x 0,3(m)	Khăn có kích thước cân đối, các cạnh thẳng góc, không xô, không lệch. Bề mặt khăn có lông sùi đều đặn, sợi không bị thiếu hay tua. Khăn phải thoáng, dễ thấm hút nước.
03	Bình đá	Được sản xuất từ hạt nhựa	Theo yêu cầu của khách hàng	Sản phẩm phải sạch sẽ, không nứt vỡ.

4.2 Yêu cầu về an toàn:

Sản phẩm phải đảm bảo không gây kích ứng da.

5. **Độ vô khuẩn** : Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí EO

5.1 Thành phần sau khi đã tiệt trùng phải đảm bảo các yêu cầu như sau:

- Vi khuẩn kỵ khí : Không được có
- Vi khuẩn hiếu khí : Không được có
- Nấm mốc : Không được có

5.2 Phương pháp kiểm tra độ vô khuẩn : Theo được điển Việt Nam IV

6. **Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản:**

6.1 Bao gói:

Sản phẩm được bao gói bằng túi giấy y tế vô trùng, một sản phẩm/ một đơn vị bao gói. Có thể thay đổi cách bao gói tùy theo yêu cầu khách hàng.

6.2 Ghi nhãn:

Phải tuân theo Nghị định 43/2017/NĐ- CP ngày 01/06/2017 và các văn bản hiện hành khác của nhà nước như: Tên sản phẩm, tên và địa chỉ nơi sản xuất, thông số kỹ thuật, thông tin cảnh báo vệ sinh an toàn, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản, số lô sản xuất, hạn sử dụng

6.3 Vận chuyển:

Phương tiện vận chuyển bằng xe phải sạch sẽ, có mui che mưa, nắng và bụi.

6.4 Bảo quản:

Sản phẩm phải để nơi sạch sẽ, thoáng mát, tránh nguồn nhiệt. Sản phẩm sau khi đã bao gói phải được để trong thùng bằng vật liệu cứng có nắp đậy. Tránh làm rách bao, gói.

6.5 Thời hạn sử dụng :

- 2 năm đối với sản phẩm tiệt trùng
- 3 năm đối với sản phẩm không tiệt trùng

7. **Hướng dẫn sử dụng** : xé bao bì và sử dụng các sản phẩm bên trong.
