


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN



TỦ Đựng PHIM CHỨA CHỤP

- Mục đích sử dụng : để đựng phim X Quang chứa chụp

Khi sử dụng đặt tủ cân bằng trên nền nhà để đảm bảo cánh tủ đóng mở nhẹ nhàng

Tủ có khóa để đảm bảo an toàn tránh mất mát phim

Vois tủ có bánh xe: Trong đó 2 bánh có phanh sử dụng di chuyển thuận tiện; khi không di chuyển phải phanh hãm bánh xe đứng cố định; ngược lại khi di chuyển thì mở phanh . Tủ đựng phim chứa chụp sử dụng trong các cơ sở y tế