

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

CÔNG TY TNHH TM-DV Y TẾ ĐỊNH GIANG

109 D5, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Thiết bị: Tủ bảo quản ống nội soi

Chủng loại/Mã: HL-ECK-M; HL-ECK-L

Hãng/nước sở hữu: Hamlim/Hàn Quốc

Các bước sử dụng trang thiết bị y tế:

- Treo các ống nội soi đã được làm sạch lên giá móc .
- Bật công tắc On và hẹn giờ theo quy định.
- Đóng cửa tủ để khởi động và mở cửa tủ để kết thúc.



**HÀ VIỆT PHONG**