

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CAO TM

ĐC: Số 12B/2, Ngõ 781, Đ. Hồng Hà, P. Chương Dương, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

ĐT: 02435766999

Website: www.medisana.com.vn & www.tmhitech.com.vn

MẪU NHÃN MÁY MASSAGE ĐÁM 02 ĐẦU ITM

Tên: Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Công Nghệ Cao TM

Địa chỉ: Số 12B/2, Ngõ 781, Đ. Hồng Hà, P. Chương Dương, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Tên sản phẩm: Máy massage đấm 02 đầu ITM

Số đăng ký:

Chỉ định: Máy massage này dựa trên nguyên tắc cơ bản của massage áp lực vòi nước. Máy có hai đầu massage giúp massage dễ dàng từng phần trên cơ thể.

Đặc tính: Mỗi lần có thể chuyển đổi tần số từ 2000-3000 vòng/phút khi tia hồng ngoại nóng lan rộng cả hai đầu đấm, hơi nóng bắt đầu lan toả xuống dưới da làm các mạch máu lưu thông, các lớp tế bào được phục hồi mới làm cho bạn thấy thoải mái thư giãn.

Thành phần: Thân máy, đầu hồng ngoại, đầu thay thế, núm vặn điều chỉnh, núm bật tắt.

Hướng dẫn sử dụng: Đẩy nút phía trên bằng ngón tay cái một nấc lên trên. Thiết bị bắt đầu hoạt động. Tia hồng ngoại: Bằng cách đưa nút xám lên trên một nấc nữa. Hơi nóng của hồng ngoại sẽ tăng thêm, khi đó bạn có thể nhìn thấy chức M/H tại nút bật. Điều khiển cường độ massage: cường độ massage có thể đều đặn để phù hợp với tính nhạy cảm của bạn, chỉ cần vặn xoay tròn nút điều khiển, bạn có thể điều chỉnh cường độ massage liên tục từ 2000-3000 vòng/phút.

Kích thước vỏ hộp và đóng gói:

Số lô:

NSX:

HSD:

Hước dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo.

Cảnh báo: Không sử dụng thiết bị cho phụ nữ đang mang thai. Không sử dụng thiết bị cho người đang mang bệnh như: U bướu, đang bị các vết thương loét.

Tên và địa chỉ chủ sở hữu có số lưu hành trang thiết bị y tế: Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Công Nghệ Cao TM.

Số 12B/2, Ngõ 781, Đường Hồng Hà, P. Chương Dương, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Sản xuất bởi: MEDISANA AG Add : Jagenbergstr.19, 41468 Neuss, Germany

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Toàn