

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CAO TM

ĐC: Số 12B/2, Ngõ 781, Đ. Hồng Hà, P. Chương Dương, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

ĐT: 02435766999

Website: www.medisana.com.vn & www.tmhitech.com.vn

MẪU NHÃN MÁY MASSAGE CỔ VAI GÁY NM860

Tên: Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Công Nghệ Cao TM

Địa chỉ: Số 12B/2, Ngõ 781, Đ. Hồng Hà, P. Chương Dương, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Tên sản phẩm: Máy massage cổ vai gáy NM860

Số đăng ký:

Chỉ định: Chế độ massage Shiatsu tạo kỹ thuật xoa bóp thấm sâu vào huyết giúp giảm đau và thư giãn để tạo hiệu quả tối đa trong trị liệu.

Đặc tính: NM860 có đặc tính riêng ở 4 đầu massage day huyết với chức năng xoay, day huyết theo dạng đảo chiều. Máy massage vào đúng vùng cổ gáy làm cảm giác người điều trị bệnh được thoải mái theo chương trình khác nhau.

Thành phần: Thiết bị massage cổ bả vai, điều khiển.

Hướng dẫn sử dụng: Sử dụng thiết bị bằng cách nhấn nút ON/OFF. Bấm vào nút kích hoạt chức năng massage với luân chuyển đảo chiều. Để tắt chức xoa bóp, bấm vào nút cuối một lần nữa. Nhấn nút nhiệt để kích hoạt chức năng, nhiệt được chiếu qua massage vào chính tâm điểm điều trị. Nhấn nút nhiệt một lần nữa để tắt chức năng nhiệt. Để tắt thiết bị nhấn nút Power. Sau mỗi lần sử dụng, tắt thiết bị bằng cách nút ON/OFF và rút ổ cắm.

Kích thước vỏ hộp và đóng gói: 58 x 34 x 20cm.

Số lô:

NSX:

HSD:

Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát.

Cảnh báo: Kiểm tra các phụ kiện như: adapter, các phụ kiện và máy massage cẩn thận tránh bị hỏng trước khi sử dụng. Không cố sử dụng máy khi đang bị lỗi.

Tên và địa chỉ chủ sở hữu có số lưu hành trang thiết bị y tế: Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Công Nghệ Cao TM.

Số 12B/2, Ngõ 781, Đường Hồng Hà, P. Chương Dương, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Sản xuất bởi: MEDISANA AG Add : Jagenbergstr.19, 41468 Neuss, Germany

Người đại diện hợp pháp của cơ sở
CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ
CÔNG NGHỆ CAO
TM
Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Toàn