

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TTBYT - Bóng đèn Ushio

STT	Chủng loại	Tên sản phẩm	Hãng, Nước sản xuất	Hãng, Nước chủ sở hữu	Hướng dẫn sử dụng	Cơ sở bảo hành
1	EKE21V150W	Halogen lamps / Bóng đèn halogen	Ushio Inc., Japan	Ushio Asia Pacific Pte Ltd, Singapore	- Ngắt nguồn điện thiết bị nguồn sáng - Lắp bóng đèn vào thiết bị nguồn sáng - Mờ lại nguồn điện cho thiết bị nguồn sáng, kiểm tra cường độ sáng của bóng đèn theo yêu cầu	Công ty Cổ phần Kỹ thuật Thái Dương - #22, Đường C1, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
2	JCR15V-150WH5	Halogen lamps / Bóng đèn halogen	Ushio Inc., Japan	Ushio Asia Pacific Pte Ltd, Singapore		
3	UXR-300BF	Ceramic Xenon Lamps / Bóng đèn xenon	Ushio Inc., Japan	Ushio Asia Pacific Pte Ltd, Singapore		
4	UXR-300BU2	Ceramic Xenon Lamps / Bóng đèn xenon	Ushio America, Inc., U.S.A.	Ushio Asia Pacific Pte Ltd, Singapore		
5	VAC175-F-C/U	Ceramic Xenon Lamps / Bóng đèn xenon	Ushio America, Inc., U.S.A.	Ushio Asia Pacific Pte Ltd, Singapore		
6	VAC300-F-C5 ; VAC300-F-C-5/U	Ceramic Xenon Lamps / Bóng đèn xenon	Ushio America, Inc., U.S.A.	Ushio Asia Pacific Pte Ltd, Singapore		



 Người đại diện hợp pháp của cơ sở

 Giám đốc: Chung Văn Sơn