

MẪU NHÃN CỦA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Tài liệu được xác nhận bằng chữ ký số

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2023
Người đại diện hợp pháp của cơ sở


GIÁM ĐỐC
PHAN KHÁNH

MẪU NHÃN MỚI

Bộ xét nghiệm IVD định lượng HbA1c

Labonacheck A1c HbA1c Test Kit

Nhãn hộp



Nhãn lọ thuốc thử



Nhãn Cartridge

LabonaCheck™
A1c
Cartridge

· For use with the LabonaCheck™
A1c HbA1c Analyzer

GC MEDIS Corp.
16, Jeongja 1-gil, Seonggeo-eup, Seobuk-gu,
Cheonan-si, Chungcheongnam-do 31045,
Republic of Korea

CE
EC REP OBELIS s.a.,
Bd. General Wafis 53, 1030 Brussels,
BELGIUM

2023.04.12
2024.04.12
HM2363D12W

Cartridge
24 units

⚠️ 📖
IVD ⓧ

MOBELIS/07 (1/22)

CS Được quét bằng CamScanner

NHÃN PHỤ

Tên TTBYT: Bộ xét nghiệm IVD định lượng HbA1c
Chủng loại: LabonaCheck A1c HbA1c Test Kit

Số lưu hành:

Đóng gói: R1/ Reagent: 1 x 24 x 0.2 ml
R2/ Reagent: 1 x 2.0 ml
Cartridge (có màn lọc): 24 chiếc
Giấy HDSD

Hạn sử dụng: Xem ngày kèm ký hiệu  trên bao bì.

Số lô: Xem số lô kèm ký hiệu **LOT** trên bao bì.

Điều kiện bảo quản: Bảo quản ở +2°C - 8°C

Hướng dẫn sử dụng, cảnh báo thận trọng và các thông tin khác: Tra cứu tại website: www.vietlacquer.com.vn

Chủ sở hữu số lưu hành: Công ty Cổ phần Sơn Mài Việt

Địa chỉ: Số 24, ngõ 188 phố Tứ Đình, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội.

Điện thoại: 0243 6700 100

Chủ sở hữu sản phẩm và sản xuất bởi: GC MEDIS CORP.

Địa chỉ: 16, Jeongja 1-gil, Seonggeo-eup, Seobuk-gu, Cheonana-si, Chungcheongnam-do, 31045, Korea.

Xuất xứ: Hàn Quốc