

MẪU NHÃN

Tài liệu được xác nhận bằng chữ ký số



Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2023
Người đại diện hợp pháp của cơ sở
GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Kim Chi

MẪU NHÃN

SERUM PROTEIN MULTI-CALIBRATOR 1 (ODR3021)

Nhãn hộp


 **BECKMAN COULTER** **IVD** **REF** ODR3021 

SERUM PROTEIN MULTI-CALIBRATOR 1

CONTENTS 6 x 2 mL **CAL 1-6**

LOT YYY-MM-DD 000028

SEQ YYY-MM-DD 999999

CE 2797 **SDS**  BLODR3021*

INFORMATION FOR USA ONLY
Rx only. System calibrator for calibration of Beckman Coulter AU/DxC AU IgA, IgG, IgM, C3, C4, CRP, ASO, TRANSFERRIN and FERRITIN assays. **REACTIVE COMPONENTS** Contains variable amounts of human proteins in a liquid serum matrix and preservative. May be covered by one or more pat. - see www.beckmancoulter.com/patents.

BAODR3021*
beckmancoulter.com/techdocs

GS1 Landing Zone

(01) 15099590217969
(11) YYMMDD
(17) YYMMDD
(10) 000028




SERUM PROTEIN MULTI-CALIBRATOR 1




Beckman Coulter, Inc.
250 S. Kraemer Blvd.
Brea, CA 92821 USA +(1) 800-854-3633




EC REP Beckman Coulter Ireland Inc.
Lismeehan O'Callaghan's Mills
Co. Clare, Ireland +(353) (0) 65 683 1100




Made in USA
ODR30210 15




Nhãn lọ




1 IVD REF ODR3021  **BECKMAN COULTER** ODR30211 03
SERUM PROTEIN MULTI-CALIBRATOR 1 2 mL
YYYY-MM-DD 2°C -8°C 
LOT 000028
SEQ 99999  Beckman Coulter, Inc., Brea, CA 92821 USA

2 IVD REF ODR3021  **BECKMAN COULTER** ODR30212 03
SERUM PROTEIN MULTI-CALIBRATOR 1 2 mL
YYYY-MM-DD 2°C -8°C 
LOT 000028
SEQ 99999  Beckman Coulter, Inc., Brea, CA 92821 USA

3 IVD REF ODR3021  **BECKMAN COULTER** ODR30213 03
SERUM PROTEIN MULTI-CALIBRATOR 1 2 mL
YYYY-MM-DD 2°C -8°C 
LOT 000028
SEQ 99999  Beckman Coulter, Inc., Brea, CA 92821 USA

4 IVD REF ODR3021  **BECKMAN COULTER** ODR30214 03
SERUM PROTEIN MULTI-CALIBRATOR 1 2 mL
YYYY-MM-DD 2°C -8°C 
LOT 000028
SEQ 99999  Beckman Coulter, Inc., Brea, CA 92821 USA

5 IVD REF ODR3021  **BECKMAN COULTER** ODR30215 03
SERUM PROTEIN MULTI-CALIBRATOR 1 2 mL
YYYY-MM-DD 2°C -8°C 
LOT 000028
SEQ 99999  Beckman Coulter, Inc., Brea, CA 92821 USA

6 IVD REF ODR3021  **BECKMAN COULTER** ODR30216 03
SERUM PROTEIN MULTI-CALIBRATOR 1 2 mL
YYYY-MM-DD 2°C -8°C 
LOT 000028
SEQ 99999  Beckman Coulter, Inc., Brea, CA 92821 USA


NHÃN PHỤ

SERUM PROTEIN MULTI-CALIBRATOR 1

Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 9 thông số sinh hóa

Mã sản phẩm: ODR3021

Số lưu hành:

Hạn sử dụng: Xem  trên nhãn gốc (năm-tháng-ngày)

Số lô: Xem  trên nhãn gốc

Điều kiện bảo quản: Bảo quản ở 2-8°C

Hướng dẫn sử dụng, cảnh báo thận trọng và các thông tin khác:

Tra cứu tại website: www.namphuong-tn.vn

Chủ sở hữu số lưu hành: Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương

Địa chỉ: Số 18/299/48 Đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chủ sở hữu sản phẩm: Beckman Coulter, Inc.

Địa chỉ: 250 S. Kraemer Blvd., Brea, CA 92821, USA

Cơ sở sản xuất: Cliniqa Corporation

Địa chỉ: 495 Enterprise Street, San Marcos, CA 92078, USA

Xuất xứ: Mỹ