

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Vihan

Địa chỉ: 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 24 tháng 10 năm 2017

Tên trang thiết bị: Giá treo dụng cụ y tế - Model: AG-40H ; AG-40H-2

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Tóm tắt chung về trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	Giá treo dụng cụ y tế - Model: AG-40H ; AG-40H-2 <ul style="list-style-type: none">- Trục quay 330 độ đến 340 độ ở tất cả các trục.- Tải trọng tối đa 280 kg- Nguồn điện sử dụng 220V/AC- Nguồn điện đầu ra 10A/ ổ điện- 8 đầu cắm ống dẫn khí.- Áp suất nạp khí 0.4 Mpa- Áp suất thổi khí tối đa 1Mpa và không vượt quá 0.296ml/min
1.2	Tính năng nổi bật	<ul style="list-style-type: none">- Tải trọng chịu đến 280kg- Góc quay lớn kết hợp 3 trục quay giúp phẫu thuật viên dễ dàng thao tác trong thời gian phẫu thuật- 8 đầu ống dẫn khí cung cấp khí cho bệnh nhân trong lúc mổ
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng như ghi trên nhãn	Được sử dụng trong phòng mổ cho y bác sĩ để dụng cụ dễ dàng thao tác trong lúc mổ
1.4	Hướng dẫn sử dụng	Theo bản hướng dẫn sử dụng
1.5	Chống chỉ định	Không có
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Kiểm tra nguồn điện trước khi sử dụng.
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Không có
2	Thông tin sản phẩm đã được lưu hành tại các nước (nếu có) Sản phẩm được lưu hành tại Trung Quốc	
3	Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)	Không có
4	Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế	Không có

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở.



Hoàng Văn Bửu