

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế (tên, địa chỉ)

Ngày....tháng....năm 20.....

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	Đèn mổ treo trần 2 chóa EMALED 560/560 là sự kết hợp của hai đèn EMALED 560 và EMALED 560. Hệ thống mở rộng vùng sáng, làm gia tăng cường độ sáng và vùng sáng ở mức tối đa, mà không làm sập bóng. Độ tương phản cao, điện năng tiêu thụ thấp, chế độ vận hành dễ dàng, thân thiện với người sử dụng. Thiết kế gọn nhẹ, tinh tế, linh hoạt đáp ứng những yêu cầu cho một phòng phẫu thuật hiện đại.
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	<ul style="list-style-type: none"> + Máy chính: 2 chóa đèn bao gồm các thanh panel đỡ các chóa đèn. + Bảng điều khiển gắn tường (Thiết bị điều khiển từ xa) + Bình sạc pin dự phòng + Màn hình LED điều khiển và hiển thị thông số gắn trên đầu chóa đèn + Tay cầm đèn dự phòng + Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng bao gồm tiếng Anh và tiếng Việt
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng	Chiếu sáng để phẫu thuật phòng mổ
1.4	Hướng dẫn sử dụng	<ul style="list-style-type: none"> • Số chóa đèn: 2 chóa • Đường kính chóa đèn/ 1 chóa: 62 cm, 70 bóng/ 1 chóa đèn • Cường độ: ≥ 280.000 Lux • Đèn sử dụng đèn LED có thấu kính hội tụ, tính ổn định cao, an toàn, tuổi thọ bóng ≥ 50.000 giờ. • Nhiệt lạnh của chùm sáng: 4.500K