

- Chỉ số CRI của chùm sáng : 95Ra
- Thấu kính phản chiếu phân đoạn theo phương thẳng đứng đảm bảo không sấp bóng.
- Hệ thống treo đảm bảo chắc chắn với tay treo, góc xoay theo chiều dọc của chóa đèn 360 độ, di chuyển dễ dàng, không bị trôi.
- Đầu đèn bằng chất liệu chắc chắn, có thể quay 300° quanh khớp nối.
- Tay đòn hỗ trợ lắp đặt và tích hợp màn hình monitor
- Chóa đầu đèn đã lắp sẵn hệ thống chờ lắp camera, hệ thống điện và tín hiệu của camera đều được lắp chìm trong trục nối.
- Bảng điều khiển thông số màn hình LED gắn tại đầu đèn có chức năng: điều chỉnh kích thước trường sáng của đèn trong dải yêu cầu theo 10 mức, từ 10 – 100%, có công tắc tắt bật cho chóa đèn.
- Bảng điều khiển từ xa: có công tắc bật tắt, điều khiển tăng giảm cường độ ánh sáng cho từng đèn, điều khiển mức hội tụ trường sáng cho từng đèn. Hệ thống điều khiển từ xa bằng sóng và hiển thị trạng thái sóng cho từng đèn.
- Điều chỉnh cường độ ánh sáng: 10-100%, cho phép điều khiển 10 mức, điều chỉnh được đường kính vùng phẫu thuật, tích hợp sẵn hệ thống laser điều chỉnh mổ nội soi.
- Bình sạc ắc quy dùng được 4 tiếng khi không có nguồn điện.
- Điện năng tiêu thụ của 1 đầu đèn: 60VA