

		<ul style="list-style-type: none"> • Điện áp sử dụng: 100- 240V/24V • Tần số: 47 - 63 Hz • Công suất cho mỗi đèn: 60V • Đường kính vùng phẫu thuật D10: min 185mm – max 350mm • Đường kính vùng phẫu thuật D50: 104 mm • Tổng bức xạ: 544W/m² • Bức xạ đặc trưng (tỉ số nhiệt đối với ánh sáng): 3,3 W/m² lx • Khoảng cách cột sáng : 70-140cm. • Điều chỉnh độ cao của đèn: 1.150mm
1.5	Chống chỉ định	
1.6	Cảnh báo và thận trọng	
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)	
3	Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có) Liệt kê các nước đã cấp đăng ký lưu hành đi kèm với chỉ định sử dụng được phê duyệt tại nước đó; ngày được cấp đăng ký	
4		