



**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**  
**Dụng cụ phẫu thuật mắt và phụ kiện**  
**Hãng sản xuất/chủ sở hữu: Moria S.A. / France**

1	Tên trang thiết bị y tế	Dụng cụ sử dụng trong phẫu thuật mắt (Hãng sản xuất Moria S.A. - Pháp)
2	Quy cách đóng gói	1 cái/ hộp
3	Vật liệu	- Dụng cụ phẫu thuật mắt: chất liệu bằng thép không gỉ hoặc chất liệu composites (cán cầm bằng nhựa, đầu mũi bằng thép không gỉ) - Phụ kiện: + Hộp hấp dụng cụ: chất liệu bằng nhôm hoặc thép không gỉ
4	Chỉ định	Dùng trong phẫu thuật mắt và theo nhu cầu sử dụng của bác sĩ
5	Hướng dẫn sử dụng	❖ Thiết bị chỉ được sử dụng bởi bác sĩ hoặc nhân viên y tế đã qua đào tạo hoặc có kinh nghiệm. Bác sĩ có trách nhiệm sử dụng dụng cụ thích hợp cụ thể. ❖ Mọi thiết bị cần được làm sạch, chống nhiễm khuẩn và khử trùng trước khi sử dụng. Tuân theo hướng dẫn bảo quản, khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Ban hành theo Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27/09/2012 của Bộ Y tế) ❖ Kiểm tra thiết bị có bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển hay bảo quản không trước khi sử dụng. Nếu thiết bị không thể sửa chữa, chúng cần được gửi đến bộ phận tiêu hủy của bệnh viện.
6	Bảo quản	Các dụng cụ tiệt trùng cần được đóng gói trong bao bì vô khuẩn, bảo quản ở nơi khô thoáng, sạch sẽ, nhiệt độ ổn định.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

