

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC HẠ


Địa chỉ: Tổ dân phố Thượng 1, Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, T.P Hà Nội.

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2017

1. MÔ TẢ SẢN PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ		1.7. Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	2. Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)	3. Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)	4. Thông tin về tính an toàn/vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế					
STT	1.1. Mô tả trang thiết bị y tế					1.2. Danh mục linh kiện và phụ kiện	1.3. Mục đích/Chỉ định sử dụng	1.4. Hướng dẫn sử dụng	1.5. Chống chỉ định	1.6. Cảnh báo và thận trọng
1	Cồn 70° (Ethanol 70°)	Chai nhựa PP, Pet HD; Can PP, Pet, HD	Tiệt trùng dụng cụ y tế	Dùng gạt, bông thấm còn rồi xoa lên bề mặt dụng cụ cần tiệt trùng	Không được uống	Đề xa tâm tay trẻ em; Tránh lửa; Đề nơi thoáng mát	Gây kích ứng với mắt; Có thể gây buồn ngủ hoặc chóng mặt, choáng váng; Kích ứng da vừa phải; Kích ứng nhẹ hệ hô hấp	Không	Không	Đề xa tâm tay trẻ em; Tránh lửa, tránh tia lửa điện; Đề nơi thoáng mát; Không đề trên các bề mặt nóng; Không hút thuốc lá gần nơi có cồn
2	Cồn 90° (Ethanol 90°)	Như trên	Như trên	Như trên	Như trên	Như trên	Như trên	Như trên	Như trên	Như trên
3	Cồn 95° (Ethanol 95°)	Như trên	Như trên	Như trên	Như trên	Như trên	Như trên	Như trên	Như trên	Như trên

Cơ sở đăng ký lưu hành: Cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ SỞ HỮU



GIÁM ĐỐC

Hà Ngọc Dũng