



Thành phần chính: Cao su thiên nhiên
 Mỗi hộp đựng 100 chiếc.
 Găng tay được phủ bột theo tiêu chuẩn dược phẩm của Mỹ (USP)
 Sau khi đeo găng xong, nên lau sạch bột bám bên ngoài găng bằng một miếng xấp ướt hay khăn ướt đã tiệt trùng hoặc bằng biện pháp hữu hiệu khác.

CHỈ SỬ DỤNG MỘT LẦN

BẢO QUẢN

Nên bảo quản nơi khô mát.
 Tránh ánh nắng trực tiếp và nguồn xạ nhiệt
 Bảo quản dưới 38°C (100°F)

Lot. No. _____



KHUYẾN CÁO: Đây là sản phẩm làm từ cao su thiên nhiên có thể gây dị ứng da. Ngừng sử dụng ngay nếu thấy xuất hiện triệu chứng nổi mẩn đỏ. Đối với những người dị ứng găng tay cao su thiên nhiên thì có thể thay thế bằng găng tay nhân tạo Nitrile (vinyl) hoặc từ vải y kiến bác sĩ trước khi sử dụng.



819385011149046

CÔNG TY CỔ PHẦN VRG KHẢI HOÀN
 Ấp Cầu Sắt, Xã Lai Hưng,
 Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
 Điện thoại: (84 274) 3591220 / 221 / 222
 Fax: (84 274) 3591225
 Email: info@vrgkhaihoan-gloves.com
 Website: www.vrgloves.com
 Sản xuất Tại Việt Nam



V-Gloves Sapaco

<p>CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN Tên sản phẩm: Vglove Khách hàng: CÔNG TY KHẢI HOÀN Ngày: 07-11-2017</p>	Colour :
	KÍCH THƯỚC: 230 X 120 X 65 mm (khô mở: 360 x 355 mm) KHÁCH HÀNG KIỂM TRA KỸ NỘI DUNG, MÀU SẮC, BỐ CỤC