

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO

NMSX: Ngọc Hồi- Thanh Trì - Hà Nội *** Tel: 0243.8614172/Fax: 0243.8614173

Website: www.thietbiyte130.vn *** Email: xn130.am@gmail.com

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG

Địa chỉ: Số 145 Phố Phương Mai- Quận Đống Đa - TP. Hà Nội

Hotline: 0981 76 85 86 ***** Email: phongkinhdoanh130@gmail.com



ISO 9001-2015
ISO 14001-2015
ISO 13485-2016

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TẮM KÍNH CHÌ

1. Công dụng :

- Sản phẩm được sử dụng để bảo vệ người thao tác và những người xung quanh khỏi tác động của tia X-quang và bức xạ ion hóa phục vụ cho hoạt động khám chữa bệnh trong các cơ sở y tế, các bệnh viện...

2. Lắp đặt:

- Sản phẩm được đặt tại các vị trí bằng phẳng, tránh đặt tại các vị trí có địa hình lồi lõm lớn.

3. Sử dụng hợp lý:

- Trước khi sử dụng phải vệ sinh sạch sẽ bằng vải khô

Người đại diện hợp pháp của cơ sở: 



GIÁM ĐỐC
ĐỖ ĐÌNH NGỌC