

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

1. LAM KÍNH

Tên cơ sở: **CTY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC SỰ SỐNG (LIFE SCIENCES CO., LTD)**

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 01 06 21 58 09

Địa chỉ: Số 45 ngách 20, ngõ Trại Cá, đường Trương Định, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 02436240099 ; Fax: 02436240011

Ngày 03 tháng 11 năm 2017

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả chủng loại trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	<p>Lam kính CA111001FTB.01</p> <p>Lam kính cắt thẳng. Kích thước 26 x 76 mm, độ dày 1 mm. Dùng để soi mẫu trên lam kính. Đóng gói: “50 phiến/hộp; 5000 phiến/thùng”</p> <p>Lam kính CA114101FTB.01</p> <p>Lam kính bo góc. Kích thước 26 x 76 mm, độ dày 1 mm. Dùng để soi mẫu trên kính hiển vi. Đóng gói: “50 phiến/hộp; 5000 phiến/thùng”</p> <p>Lam kính CA111101FTB.01</p> <p>Lam kính cắt thẳng, mài mờ 1 đầu 2 mặt 20mm. Kích thước 26 x 76 mm, độ dày 1 mm. Dùng để soi mẫu trên kính hiển vi. Đóng gói: “50 phiến/hộp; 5000 phiến/thùng”</p> <p>Lam kính VS114711FKA.01</p> <p>Lam kính bo góc dùng trong miễn dịch huỳnh quang. Kích thước 26 x 76 mm, độ dày 1 mm. Dùng để soi mẫu trên kính hiển vi. Đóng gói: “50 phiến/hộp; 5000 phiến/thùng”</p> <p>Lam kính VS111711FKA.01</p> <p>Lam kính cắt thẳng dùng trong miễn dịch huỳnh quang. Kích thước 26 x 76 mm, độ dày 1 mm. Dùng để soi mẫu trên kính hiển vi. Đóng gói: “50 phiến/hộp; 5000 phiến/thùng”</p>



		<p>Lam kính VS114711FKN.01</p> <p>Lam kính bo góc dùng trong miễn dịch huỳnh quang. Kích thước 26 x 76 mm, độ dày 1 mm. Dùng để soi mẫu trên kính hiển vi. Đóng gói: “50 phiến/hộp; 5000 phiến/thùng”</p> <p>Lam kính VS111711FKN.01</p> <p>Lam kính cắt thẳng dùng trong miễn dịch huỳnh quang. Kích thước 26 x 76 mm, độ dày 1 mm. Dùng để soi mẫu trên kính hiển vi. Đóng gói: “50 phiến/hộp; 5000 phiến/thùng”</p>
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	Không có
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng	Được sử dụng để soi mẫu trên kính hiển vi
1.4	Hướng dẫn sử dụng	Được sử dụng để soi mẫu trên kính hiển vi
1.5	Chống chỉ định	Không có
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Xử lý thiết bị tiêu hao dùng một lần theo quy định của địa phương
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Không có
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Nước đầu tiên cung cấp đăng ký/ cho phép lưu hành: Đức	
3	Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)	
4	Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế Hãng sản xuất đạt Iso 13485:2003	



Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

Đơn vị nhập khẩu



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Thùy