

NỘI DUNG NHÃN TIẾNG VIỆT

Thuốc thử xét nghiệm định lượng 25- OH Vitamin D

Lumipulse G 25-OH Vitamin D Immunoreaction Cartridges

Số lưu hành:

Chủ sở hữu số lưu hành: Công ty TNHH ARQon Việt Nam. Số 23, tổ 10, đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Chủ sở hữu sản phẩm: Fujirebio Inc., 1-8-1 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052, Japan

Cơ sở sản xuất: Fujirebio Inc. Sagamihara Facility, 1-3-14, Tanashioda, Chuo-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa, 252-0245 Japan

Xuất xứ: Nhật Bản

Số lô: **Hạn sử dụng:**

Bảo quản:

Thông tin mục đích/chỉ định sử dụng, cách dùng, cảnh báo, thận trọng và các thông tin khác:

Vui lòng xem [...]

Nhà nhập khẩu:

富士レビオ株式会社
 外：共通箱：ADT 1C+UVニス
 184×114×38mm

この面を上にし、朝顔を清拭し、輸送時に保管してください。

この面を上にし、朝顔を清拭し、輸送時に保管してください。

ZZADT01

ZZADT01

FUJIREBIO INC.
 富士瑞必欧株式会社



MADE IN JAPAN



免疫反応カートリッジ
 14テスト×3 (2-10)
 富士レビオ株式会社

製造販売元 富士レビオ株式会社
 神奈川県相模原市中央区田名塩田1丁目3番14号



Fujirebio Inc.
 1-8-1 Akasaka, Minato-ku,
 Tokyo 107-0052, Japan
 ☎ +81-3-6279-0899

この化粧箱は、環境に配慮して、揮発性有機化合物（VOC）を含まないインキを使用しています。

DIC 187 UV ニス

製品規格 No.
 30440-860

DR	日付	備考	作成	校正	営業担当	下版承認
■	RS / 08 / 21	新規作成				
■	RS / 08 / 23	正面表示変更(住所フォントサイズ大きく等)、左側面社名ロゴ2段に。				
	RS / 00 / 00					
	RS / 00 / 00					

図番 AQ-1103-1CSB-0

(株)小野部製函所

9Z8XX8



REF 234013

25-OH Vitamin D

体外診断用医薬品

ルミパルス[®] 25-OHビタミンD

免疫反応カートリッジ

[一般的な名称] 25-ヒドロキシビタミンDキット

[品名] ルミパルス 25-OHビタミンD

[免疫反応カートリッジの内容]

1. 抗体結合粒子（使用時液状、250 μ L/免疫反応カートリッジ）
抗25-OHビタミンDモノクローナル抗体（ヒツジ）結合フェライト粒子
2. 酵素標識抗体（液状、320 μ L/免疫反応カートリッジ）
アルカリホスファターゼ（ALP）標識抗25-OHビタミンD
免疫複合体モノクローナル抗体（ニワトリ）

[貯法] 2~10 $^{\circ}$ C[包装] 14テスト \times 3

電子添文コード：8XX04T

（改訂2023年3月）

Lumipulse[®] G 25-OH Vitamin D

IRC

CONTENTS

REF 234013

3 \times 14

EUH032, EUH210



28X07TE

eifu.fujirebio.com/FRE/all/?keycode=FRI00014

☎ +800 135 79 135

EC REP

Fujirebio Europe N.V.

Technologiepark 6, 9052 Gent, Belgium

☎ +32-9 329 13 29



IVD CE 0123

Lumipulse G 25-OH Vitamin D



8XX011

ルミパルス 25-OHビタミンD



免疫反応カートリッジ

貯法：2~10°C

2°C



10°C

🕒 使用期限

🏭 Fujirebio Inc.